

## **TOMA DE MUESTRA DE SALIVA**

### **INSTRUCCIONES:**

#### **Condiciones previas**

Evitar comer, beber, tomar chicles ó limpiarse los dientes al menos **30 minutos antes de la recogida de la muestra** (recomendable 2 horas). Por el contrario se recomienda enjuagarse la boca a fondo con agua antes de la recogida de la muestra.

No recoger muestras cuando hay enfermedades bucales, inflamación ó lesiones (contaminación por sangre).

Si existe contaminación visible por sangre esta muestra debe ser descartada.

Evitar el tabaco y regaliz el día de la toma de muestra.

Anotar en la hoja adjunta medicación actual

#### **Toma de la saliva**

- 1.- Efectuar la recogida de saliva a las 23h.
- 2.- Extraiga del Salivette® el tubo interior (c) y quite el tapón (a).
- 3.- Extraiga del interior del Salivette® la torunda (b).
- 4.- Masticar suavemente la torunda durante un minuto. En cualquier caso, mantener la torunda en su boca hasta que note que no puede evitar tragar la saliva producida.
- 5.- Devolver la torunda (b) empapada en saliva al tubo interior, colocar éste en el portatubo (d) y cerrar bien el Salivette® con el tapón (a).
- 6.- Rellenar la etiqueta del tubo (d) indicando la hora de recogida.
- 7.- Mantenga el Salivette® en la nevera hasta devolverla al Laboratorio.

**IMPORTANTE** : No usar este producto en niños menores de 3 años ó en pacientes con alto riesgo de atragantarse.

